# 穆斯堡尔效应

### 钱思天

北京大学物理学院 北京市 1600011388: \*

(日期: 2019年9月28日)

## 摘要

通过对  $\alpha$  – Fe 和硝普酸钠样品的穆斯堡尔效应研究, 对 BH1224E 型穆斯堡尔谱仪的基本原理和使用方法有了一定的了解和学习. 对  $\alpha$  – Fe 的穆斯堡尔谱图的数据处理中,首先计算得到了该谱仪的道增益 k=0.0576mm/s,进而定出  $\alpha$  – Fe 谱的重心位置  $v_{c,\alpha-\mathrm{Fe}}=130.75$ ,相应得出零速度对应的道址为 134 道. 利用  $\alpha$  – Fe 谱的重心位置 计算出  $^{57}$ Fe 的基态朗德 g 因子为  $g_g=0.186$ ,核磁矩大小为  $\mu_g=4.697\times 10^{-28}$  J/T;第一激发态的朗德 g 因子为  $g_e=0.102$ ,核磁矩大小为  $\mu_e=2.576\times 10^{-28}$  J/T.由测得的硝普酸钠谱,可以计算出样品的同质异能位移为 0.245mm/s,样品的四极裂距为  $\Delta E_Q=8.3076\times 10^{-8}$  eV.

**关键词:**穆斯堡尔效应,多普勒效应,放射性实验,朗德 g 因子

<sup>\*</sup> stqian@pku.edu.cn; (86)15375244846

#### I. 引言

1957 年,穆斯堡尔在研究  $^{117}$ Ir 核的  $\gamma$  射线共振散射现象时,发现在固体中的核,在发射或吸收  $\gamma$  射线时,可以有一定的概率不发生核反冲. 这一效应极大地影响了人们的观念,被命名为穆斯堡尔效应. 穆斯堡尔也因发现和解释了这一效应而获得了1961 年的诺贝尔物理学奖.

由于穆斯堡尔谱线很窄,常常被用来测量核能级的高精细结构、确定核磁矩的大小、核激发态的寿命等,还可以被用来测量光子的引力红移.

穆斯堡尔谱线的分辨本领很高,同时又具有抗干扰能力强、实验设备和技术相对简单、对样品无破坏性等优良特性.目前已经成为化学、磁学、固体物理、生物学、冶金学等领域的重要研究手段之一.

#### II. 实验装置与内容

### A. 实验装置设置

实验装置如图1所示: 其中主要部件及作用解释如下:




图 1: 实验装置图

- a. 放射源: 本实验采用的是以 Pd(钯) 为衬底的 <sup>57</sup>Co 放射源. 为了使源发射的穆斯堡尔谱线是单色的, 通常选用非磁性且具有立方晶系结构的金属做衬底. 此外, 所选金属也应具有较高的德拜温度以提高无反冲系数 f. 此外, 选用金属做衬底的另一好处是, 由于金属中电子的弛豫时间极短, 前级衰变产生的局域电荷态将很快消失不起作用.
- b. 电磁驱动器: 本实验采用的是背靠背双扬声器结构, 其中分别含有一个驱动 线圈和一个拾波线圈. 驱动线圈用以达成周期性调制穆斯堡尔源所放出的 γ射线的能量, 拾波线圈则用来监测驱动线圈产生的信号.
- c. 驱动电源:来自多道分析器的同步方波经积分电路后变成三角波输入比较器. 比较器将它与拾波线圈两端的信号相比较,其差值经放大器放大后再加于驱动线圈. 实验中通常用示波器观察差误信号的大小,以监视驱动杆的运动是否正常.
- d.  $\gamma$  射线探测器: 本实验使用的探测器是 NaI(Tl) 闪烁体探测器.
- e. 微机多道分析器: 在通用微机内插上线性放大卡、模数转换卡和多道分析 卡就构成一台微机多道分析器. 有脉冲幅度分析 (PHA) 和多度定标 (MCS) 两种功能. 为了去除除 14 4keV 的 γ 射线的影响, 需要调节上下阈电位器.

#### B. 实验操作内容安排

#### 1. 上下阈值的确定

在不放置吸收体时,利用多道分析器的幅度分析工作方式测量实验所用的  $^{57}$ Co 放射源的  $\gamma$  能谱, 并辨认出 14.4keV 的峰. 然后合理设定上下阈值以滤除其他谱线.

#### 2. 采集穆斯堡尔谱

取多道分析器道数为 512 道, 道时间间隔由电磁驱动器的固有周期 (约 0.1s) 计算. 正确设定多道分析器的参量后, 开始采谱, 并用示波器监视三角波信号或差误信

号, 必要时可调节驱动电源. 分别测量  $\alpha$  – Fe 和硝普酸钠做吸收体时的穆斯堡尔谱.

# III. 结果与分析

实验采集的穆斯堡尔谱图分别如下:




图 2:  $\alpha$  – Fe 的穆斯堡尔谱图




图 3: NaX 的穆斯堡尔谱图

记录穆斯堡尔谱各峰位道址如下:

$\overline{v_i}$	1	2	3	4	5,	6
道址 1	37	77	113	145	185	225
道址 2	475	435	395	367	325	288

表 I:  $\alpha$  – Fe 的穆斯堡尔谱峰位

$\overline{v_i}$	1	2	
道址 1	120	150	
道址 2	390	360	

其中, 穆斯堡尔效应左右分别有一谱, 且左侧从小到大, 右侧从大到小。

表 II: NaX 的穆斯堡尔谱峰位

下根据穆斯堡尔谱图及数据进行分析:

#### A. 计算道增益 K

根据公式

$$K = \frac{10.656}{v_6 - v_1} \text{mm/s}$$

考虑由于存在批裂,采用如下式计算:

$$K = \frac{10.656 * 2}{|v_6^1 - v_1^1| + |v_6^2 - v_1^2|} \text{mm/s}$$

得到道增益 K = 0.056832mm/s.

#### B. 零速度对应道址

首先分别确定两组谱线对应的重心位置, 根据重心公式:

$$v_{c,\alpha-\text{Fe}} = \frac{v_1 + v_2 + v_5 + v_6}{4}$$

结合求出的道增益 K, 可得重心位置为

$$v_{c,\alpha-\text{Fe}}^1 = 131; v_{c,\alpha-\text{Fe}}^2 = 380.75$$

由于重心位置在 -0.185mm/s 处, 利用道增益可分别计算出零速度道址为:

$$v_0^1 = 134.25 \text{mm/s}, v_0^2 = 377.49 \text{mm/s}$$

### IV. 结论

首先要给出实验结果,然后再给出由实验结果分析得到的结果和结论.此部分给出的内容要比摘要中的全面,用词要更准确.

### V. 致谢

感谢王思广老师的悉心指导, 也感谢和我一起参加实验的郜瑞啸同学, 以及在同一实验室进行实验的赵萌同学.

[1] 吴思诚, 荀坤 2015 近代物理实验 (第四版) (北京: 高等教育出版社) 第 80-91 页.

#### 附录 A: 思考题

#### 1. 问题一

在发射 (吸收) $\gamma$  射线后,核的质量会有一定的下降 (上升),带来的后果是,穆斯堡尔谱线会有一定的位移,但是由于多普勒效应的调节能量,加上  $\gamma$  射线引起的质量偏差很小,所以仍然可以看到穆斯堡尔谱.

#### 2. 问题二

当核赛曼分裂显著大于电四极裂距时,<sup>57</sup>Fe 的能谱图应该接近于赛曼效应能谱图, 而穆斯堡尔谱图也也接近, 如下: 当核赛曼分裂显著小于电四极裂距时,<sup>57</sup>Fe 的能谱图




图 4: 核赛曼分裂显著大于电四极裂距, 左图为能谱, 右图为穆斯堡尔谱

应该接近于电四极裂距能谱图, 而穆斯堡尔谱图也也接近, 如下:




图 5: 核赛曼分裂显著小于电四极裂距, 左图为能谱, 右图为穆斯堡尔谱

# 3. 问题三

在源和吸收体较厚时,γ射线被吸收的可能性增大,使得吸收谱相应变宽.

# 4. 问题四

考虑到  $v_3$  和  $v_4$  相隔较近, 而峰值较小, 误差较大, 故不采用.